



## 4-Kreis-Diffraktometer 5020

Das Huber Diffraktometer Typ 5020 ist ein 4-Kreis-Diffraktometer, das sowohl vertikal wie horizontal eingesetzt werden kann.

Das System besteht im Wesentlichen aus den Komponenten 440, 430 und 512.

Ein 2-Kreis-Goniometer 414 dient, montiert auf dem 2-Theta-Arm, als Analysator.

Auftretende Momente sind durch entsprechende Gegengewichte kompensiert.

### Spezifikationen Phi-/Chi-Kreis:

	Phi-Kreis	Chi-Kreis
Verfahrbereich [°]:	360	360
Auflösung [°]:	0,001*/0,002* **	0,001*
Genauigkeit ["]:	30	30
WDH (unidir.)["]:	<= 2	<= 3
Umkehrfehler ["]:	<= 10	<= 15
Übersetzung:	360:1 / 180:1**	360:1

\* in Verbindung mit Schrittmotor, 1000 Schr./U.

\*\* Goniometer 410A

### Spezifikationen 2-Theta/Omega:

	2-Theta	Omega
Auflösung [°]:	0,001*	0,001*
Genauigkeit ["]:	<= 20	<= 20
WDH (unidir.)["]:	<= 2	<= 2
Umkehrfehler ["]:	<= 4	<= 4
Übersetzung:	360:1	360:1
Exzentrizität [µm]:	<= 3	<= 3
Taumelfehler ["]:	<= 2	<= 2

\* in Verbindung mit Schrittmotor, 1000 Schr./U.

### Spezifikationen System:

Fehlerkugel [mm]:	<= 0,02
Gewicht [kg]:	480

### Zubehör:

Kollimator-Arm XYZ-Kryostathalter:	512.120
	512.120M
Gegenlager:	512.110
Blendensysteme:	Serie 3000
X-Y-Tische:	optional
Steuerung:	9300
CCD-Kamera:	MiniVID
Motoren:	2-/3-/5-Ph.
Endschalter:	inklusive
Nullpunktkontrolle:	9100
Goniometerköpfe:	Serie 1000
Encoder:	inkremental
	absolut
Z-Verstellung motorisiert:	5104.A05M
Getriebe (Phi):	2056.05
	2056.10
	2056.20
Getriebe (Chi, Omega, 2-Theta):	2083.05
	2083.10
	2083.20
Justierbühnen:	optional
Analysator:	optional

4-Kreis-Diffraktometer 5020

